

## Service skema til eftersyn af centrifuger på Institut BMB & Biologi.

Fabrikat:

Model:

Serie nr.:

Gruppe:

Kontaktperson:

Eftersynet omfatter kontrol af følgende punkter:

1. Skiltning
2. Rotor og beholder for korrosion og slid
3. Slingrekontakt
4. Spindel
5. Låg sikring + lås
6. Låg hængsler
7. Låg pakning
8. Vibrationsdæmpere
9. Net ledning og jordforbindelse
10. Motor og lejer
11. Kul
12. Kommutator
13. Bremse
14. Drivrem
15. Strømforbrug
16. Hastighed RPM
17. Kontrol af temp (kun centrifuger med køl!)
18. Rengøring af varmeveksler
19. Prøvekørsel

Når der står: OK= kontrolleret og fundet i orden.

M= ikke aktuel.

R=repareret

Øvrige informationer:

Dato: / -

Underskrift tekniker : \_\_\_\_\_